

Danish

Påfyldning af vand

Se "Påfyldningsskema" (nedenfor) mht. den mængde vand, der skal bruges.

1 Redskab med dobbeltformål: Bruges som skrue nøgle til at fjerne dæksel



Tilpas spalte og dæksel.

Sæt redskabets base i ventildæksel, og brug det som skrue nøgle til at løsne dæksel. Drej redskabet i mod urets retning, og fjern dæksel.

2 Redskab med dobbeltformål: Brug det som tragt til at fylde vand på




Sæt redskabet i ventilåbningen, fastspænd det, og brug det som tragt.

3 Hold puden opret ved brug af en stol



Fyld posen med en afmålt mængde vand for at opnå den ønskede fasthed. Se påfyldningsskemaet (nedenfor) for yderligere oplysninger.

4 DÆKSEL AF



RESTLUFT

VAND

Der er nu både vand og restluft i posen

Sådan fjernes restluft

Fortsæt til trin 4-7, efter at tragten er blevet fjernet.

Meget vigtigt!

Restluft skal fjernes fra vandposen for at forhindre vandskulpen og for at opnå de bedste resultater. Hold puden opret, og følg trin 5-7.

Obs!

Hvis du hører skulpen, når du lægger hovedet på puden, skal du følge trin 5-7 igen for at fjerne resterende luft.

Hvor meget vand er passende for dig?

Afmål den korrekte mængde vand iflg. "Påfyldningsskema" nedenfor.

PÅFYLDNINGSSKEMA

FASTHEDSGRAD	MÆNGDE VAND Liter
Blød	2 L
Medium	3 L
Hård	4-5 L

Vi foreslår, at du starter med en medium fasthedsgrad.
FOR HÅRD? - Fjern en smule vand. FOR BLØD? - Tilsæt mere vand

Vedligeholdelse

- Tøm puden for vand.
- Hæng op for at tørre.
- Håndvask i koldt vand med dækslet påsæt.
- Må ikke stryges.
- Brug ikke blegemiddel.
- INGEN KEMISK RENSNING.

Hvilken type vand skal jeg bruge?


- Brug koldt eller lunkent vand fra hanen. Vandets temperatur bør ikke overskride 38°C.
- Vandet kan efterlades i puden i op til ét år. Det skal derefter udskiftes.
- Hvis der bruges vand fra hanen, er det ikke nødvendigt at tilsætte kemikalier til vandet.
- Hvis der bruges brøndvand, kan du tilsætte en dråbe blegemiddel til vandet.

5



Tryk forsigtigt med begge hænder på puden og find den øverste vandkant.

6



Tryk forsigtigt resten af posen flad med en jævn bevægelse for at fjerne restluft.

7



Fortsæt med at trykke forsigtigt på den øverste del af posen, og sæt dækslet på igen.

FREMSTILLINGSGARANTI

Mediflow Inc. ("Mediflow") garanterer hermed, at den leverede Waterbase® pude ("Produktet") er fri for fejl i materiale og fabrikation i fireogtyve (24) måneder fra købsdatoen ("Garantiperioden") (og vandposen vil være fri for defekter i 36 måneder). Mediflow indvilliger hermed og i overensstemmelse med bestemmelserne nedenfor i at erstatte Produktet, som under normal og korrekt brug og vedligeholdelse bliver defekt i materiale eller fabrikation, uden omkostninger for køberen. Mediflow frasiger sig specifikt alt ansvar for fjern- eller følgeskade, som forekommer i forbindelse med brug af Produktet. Mediflows ansvar er begrænset til udskiftning. Købsbevis er påkrævet (kopi af kvittering med relevant UPC-kode). Garantieme heri gælder ikke for et Produkt, der er blevet udsat for forkert brug, misbrug eller uagtsomhed af køberen. Sådanne garantier træder i stedet for andre garantier, udtrykte eller stiltiende, men er ikke begrænset til de stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål mht. Produktet. Hvis der er behov for service under denne garanti, skal du kontakte www.mediflow.co.uk/contact



Der findes en video med påfyldningsinstruktioner på vores websted på www.Mediflow.eu